

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOTRANSARENTES PARA ADULTOS

FIAB F7750 · Par de electrodos con cable radiotransparente.



Imagen oficial FIAB · F7750

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Referencia / fabricante	F7750 / FIAB S.p.A.
EAN13 del par	8033003268469
Paciente / cable	Adulto: >8 años y >25 kg / 100 cm
Presentación	1 par por bolsa; caja de 10 pares
Características	Monouso. Sin látex ni ftalatos. Superficie mínima: 148 cm ² por electrodo; área activa mínima: 95 cm ² .
Aplicaciones	Desfibrilación externa, cardioversión sincronizada transtorácica, estimulación cardíaca transcutánea y monitorización ECG.

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Philips	Heartstream ForeRunner AED; HeartStart FR AED; HeartStart FR2 AED y FR2+ AED; HeartStart FR3 AED*; HeartStart 4000**; HeartStart XL y XLT**; HeartStart MRx**; HeartStart XL+**; Efficia DFM100**; HeartStart Intrepid**.
---------	---

* FR3: utilizables para terapia; no deben permanecer conectados en espera ni con el equipo apagado, debido a su autocomprobación.

** Requieren cable de electrodos manos libres M3508A o 989803197111.

CONSERVACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conservar en lugar seco entre +5 °C y +35 °C. Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +50 °C. Vida útil: 30 meses desde fabricación; comprobar la caducidad del envase.

Antes del uso, verificar el modelo, el cable y el encaje del conector. Seguir las instrucciones vigentes de FIAB y del desfibrilador. Los adaptadores o prolongadores no indicados pueden comprometer el funcionamiento.

Fuente técnica: FIAB DEFIPADS, documento 52502146BR4L, revisión 2026-01, páginas 1-3 y 14. Esta ficha no sustituye las instrucciones de uso.