

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de Philips.



Imagen orientativa del conector F7950P

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7950P
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Pediátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Philips	CodeMaster 100 (M2475B); CodeMaster XE (M1724A); CodeMaster XL (M1723A/B); CodeMaster XL+ (M1722A/B); HeartStart 4000 (M5500B); Heartstream/HeartStart XL (M4735A); XLT (M3500B); HeartStart MRx (M3535A, M3536A); HeartStart XL+ (861290); Efficia DFM100 (866199)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta referencia no está indicada para estimulación cardíaca externa. Los equipos indicados requieren el cable de conexión que corresponda según la documentación FIAB. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.