

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB pediátricos para las familias verificadas de
Physio-Control, Cardioline, Mindray y Comen.



Imagen verificada del conector F7952P

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7952P
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Pediátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Physio-Control	LIFEPAK 9 con adaptador QUICK-COMBO; LIFEPAK 10; LIFEPAK 12; LIFEPAK 15; LIFEPAK 20; LIFEPAK 20E
Cardioline	ELIFE 700
Mindray	BENEHEART D1 (Public / Pro); BENEHEART D3; BENEHEART D6
Comen	Compatibilidad de marca indicada por FIAB; confirmar el modelo exacto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta referencia no está indicada para estimulación cardíaca externa. Confirme el modelo exacto y el conector del desfibrilador antes del uso.

Fuentes: catálogo oficial FIAB de desfibrilación e instrucciones EURODEFIPADS vigentes. Verifique siempre la compatibilidad en el envase y las instrucciones del desfibrilador.