

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN PEDIÁTRICOS PARA DEA

Par de electrodos FIAB pediátricos con reducción de energía para desfibriladores Physio-Control.



Imagen orientativa del conector F7952PL

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7952PL
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción pediátricos para DEA
Tipo de paciente	Pedriátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Physio-Control	LIFEPAK 500 AED bifásico con toma rosa; LIFEPAK 1000 AED; LIFEPAK CR PLUS AED; LIFEPAK EXPRESS AED

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Electrodos con reducción de energía: una salida de 200 J del desfibrilador se reduce a 50 J en el paciente. Confirme siempre el modelo y el conector exactos antes del uso.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.