

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS PRECONECTABLES

Par de electrodos FIAB pediátricos preconectables para las familias verificadas de Physio-Control, Cardioline, Mindray y Comen.



Imagen verificada del conector
F7952PW

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7952PW
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Pediátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Physio-Control	LIFEPAK 9 con adaptador QUICK-COMBO; LIFEPAK 10; LIFEPAK 12; LIFEPAK 15; LIFEPAK 20; LIFEPAK 20E
Cardioline	ELIFE 700
Mindray	BENEHEART D1 (Public / Pro); BENEHEART D3; BENEHEART D6
Comen	Compatibilidad de marca indicada por FIAB; confirmar el modelo exacto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta referencia no está indicada para estimulación cardíaca externa. Confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador antes del uso.

Fuentes: catálogo oficial FIAB de desfibrilación e instrucciones EURODEFIPADS vigentes. Verifique siempre la compatibilidad en el envase y las instrucciones del desfibrilador.