

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS PRECONECTABLES

Par de electrodos FIAB preconectables para las familias verificadas de Physio-Control, Cardioline, Mindray y Comen / Jousing.



Imagen verificada del conector F7952W

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7952W
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Physio-Control	LIFEPAK 9 con adaptador QUICK-COMBO; LIFEPAK 10; LIFEPAK 12; LIFEPAK 15; LIFEPAK 20; LIFEPAK 20E; LIFEPAK 500; LIFEPAK 1000; LIFEPAK CR PLUS; LIFEPAK EXPRESS
Cardioline	ELIFE 700
Mindray	BENEHEART D1 (Public / Pro); BENEHEART D3; BENEHEART D6
Comen / Jousing	Compatibilidad de marca indicada por FIAB; confirmar el modelo exacto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador antes del uso.

Fuentes: catálogo oficial FIAB de desfibrilación e instrucciones EURODEFIPADS vigentes. Verifique siempre la compatibilidad en el envase y las instrucciones del desfibrilador.