

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de Nihon Kohden, Welch Allyn, Artema Innomed, Artema S&W, Dräger, MRL.



Imagen orientativa del conector F7955P

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7955P
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Pediatrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-2200 series con cable JC-755V; TEC-5500 series con cable JC-755V; TEC-5600 series con cable K342A (JC-855V); TEC-7531 con cable JC-755V; TEC-7600 series con cable JC-755V; TEC-7700 series con cable JC-755V; TEC-8251 con cable JC-755V; TEC-8300 series con cable K342A (JC-855V)
Welch Allyn	AED-10 con adaptador pediátrico 002173-U; AED-20 con adaptador pediátrico 002174-U; PIC-30; PIC-40; PIC-50
Artema Innomed	CARDIOAID 360B; CARDIOAID 200B; CARDIOAID 200; CARDIOAID 100; CARDIOAID XL+; CARDIOAID XL
Artema S&W	CARDIO AID LS; CARDIO AID MC; CARDIO AID MC+
Dräger	CARDIOLOG 2000
MRL	LITE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.