

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB con cable fuera del sobre para los modelos indicados de Nihon Kohden, Welch Allyn, Artema Innomed, Artema S&W, Dräger, MRL.



Imagen orientativa del conector F7955W

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7955W
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-2200 series con cable JC-755V; TEC-5500 series con cable JC-755V; TEC-5600 series con cable K342A (JC-855V); TEC-7531 con cable JC-755V; TEC-7600 series con cable JC-755V; TEC-7700 series con cable JC-755V; TEC-8251 con cable JC-755V; TEC-8300 series con cable K342A (JC-855V)
Welch Allyn	AED-10 con adaptador pediátrico 002173-U; AED-20 con adaptador pediátrico 002174-U; PIC-30; PIC-40; PIC-50
Artema Innomed	CARDIOAID 360B; CARDIOAID 200B; CARDIOAID 200; CARDIOAID 100; CARDIOAID XL+; CARDIOAID XL
Artema S&W	CARDIO AID LS; CARDIO AID MC; CARDIO AID MC+
Dräger	CARDIOLOG 2000
MRL	LITE; LIFEQUEST

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.