

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de Cardiac Science, GE.



Imagen orientativa del conector F7957PL

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7957PL
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Pediatrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Cardiac Science	POWERHEART AED - 9200 series; POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)
GE	RESPONDER AED; RESPONDER AED PRO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Electrodos con reducción de energía: una salida de 200 J se reduce a 50 J en el paciente. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.