

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB con cable fuera del sobre para los modelos indicados de Cardiac Science, GE.



Imagen orientativa del conector F7957W

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7957W
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Cardiac Science	POWERHEART AED - 9200 series; POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)
GE	RESPONDER AED; RESPONDER AED PRO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Vida útil indicada por FIAB: 24 meses desde la fecha de fabricación. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.