

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de CU Medical Systems.



Imagen orientativa del conector F7958

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7958
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
CU Medical Systems	PARAMEDIC CU-ER1; PARAMEDIC CU-ER2; PARAMEDIC CU-ER3; PARAMEDIC CU-ER5 con cable ER-5 OA03; LIFEGAIN CU-HD1

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.