

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de CU Medical Systems, Cmos Drake.



Imagen orientativa del conector F7959

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7959
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
CU Medical Systems	I-PAD NF1200
Cmos Drake	FUTURA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.