

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB con cable fuera del sobre para los modelos indicados de CU Medical Systems.



Imagen orientativa del conector F7959WPL

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7959WPL
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Pediátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
CU Medical Systems	I-PAD NF1200

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Electrodos con reducción de energía: una salida de 200 J se reduce a 50 J en el paciente. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.