

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB con cable fuera del sobre para los modelos indicados de Metrax Primedic.



Imagen orientativa del conector F7960W

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7960W
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Metrax Primedic	HEARTSAVE AED (hasta número de serie 73944xxxxxx); HEARTSAVE AED-M (hasta número de serie 73945xxxxxx); HEARTSAVE 6 (hasta número de serie 73946xxxxxx); HEARTSAVE 6S (hasta número de serie 73947xxxxxx); DEFIMONITOR XD

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.