

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PARA ADULTOS

Par de electrodos FIAB para los modelos indicados de Mediana.



Imagen orientativa del conector F7986

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7986
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos
Tipo de paciente	Adulto
Longitud del cable	180 cm
Presentación	Caja de 10 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Mediana	D500

INFORMACIÓN IMPORTANTE

FIAB indica que esta referencia no se comercializa en Italia. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.