

ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN RADIOPACOS PEDIÁTRICOS

Par de electrodos FIAB con cable fuera del sobre para los modelos indicados de Zoll.




Imagen orientativa del conector F7987PW

IDENTIFICACIÓN

Referencia	F7987PW
Fabricante	FIAB S.p.A.
Producto	Par de electrodos multifunción radiopacos con cable fuera del sobre
Tipo de paciente	Pediátrico
Longitud del cable	120 cm
Presentación	Caja de 5 pares

COMPATIBILIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE

Fabricante	Modelos compatibles según FIAB
Zoll	AED PLUS; AED PRO; ZOLL AED 3

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta referencia no incorpora la función de realimentación ni metrónomo de RCP. Antes de su utilización, confirme el modelo exacto, el cable indicado y el conector del desfibrilador.

Información contrastada con documentación oficial de FIAB y su tabla de compatibilidad.