

EMERGENCIAS Y PRIMERA INTERVENCIÓN

Mochila de rescate EM13.006

Elite Bags / Emergency's · Variante roja · Mochila de media capacidad para Soporte Vital Básico (SVB).



DIMENSIONES APROXIMADAS

37 × 45 × 24 cm

CAPACIDAD APROXIMADA

35 L

PESO APROXIMADO

1,22 kg

CONTENIDO MÁXIMO RECOMENDADO

12 kg

MATERIAL Y COLOR

Poliéster 600D · rojo

Organización y transporte

Apertura e interior

Cremallera periférica de apertura total. Interior desplegable con 11 bolsillos: 5 de rejilla y 6 transparentes.

Bolsillos y protección

Dos bolsillos laterales y dos frontales. El frontal inferior está preparado para alojar un desfibrilador. Funda impermeable en el bolsillo inferior.

Transporte

Asa principal con cierre de velcro, tirantes ajustables y espalda acolchada.

Datos de fabricante

Las medidas son aproximadas. El fabricante no indica a qué eje corresponde cada cifra.

Se suministra sin instrumental ni material sanitario. Las fotos son referenciales; los colores pueden variar entre producciones. Consulta la disponibilidad antes de solicitarla.