

INMOVILIZADOR DE CABEZA W800

Inmovilizador de cabeza para tabla de emergencia, con apoyos laterales regulables y cintas de sujeción.



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Referencia	EME10419
Modelo	W800
Producto	Inmovilizador de cabeza para tabla de emergencia
Color	Rojo
Material	Espuma expandida recubierta de PVC
Dimensiones	42 × 26 × 18 cm
Peso	0,7 kg
Aplicación indicada	Adaptable a tabla espinal y camilla de cuchara. Comprobar la compatibilidad del equipo concreto antes del uso.

COMPONENTES INCLUIDOS

2 apoyos laterales	Cojines regulables para la cabeza, con orificios para las orejas
2 cintas de sujeción	Sujeción de la cabeza en frente y mentón
1 base acolchada	Apoyo para la cabeza
2 cintas de enganche	Fijación a la camilla

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilizar por personal formado y conforme a las instrucciones suministradas con el producto. Antes del uso, comprobar los apoyos, las cintas y la fijación al equipo. Confirmar la compatibilidad con la tabla o camilla concreta.