

BÁSCULAS KERN · FICHA TÉCNICA

Báscula pesabebés

MBD 20K-2S05

Báscula pesabebés de diseño ligero, con superficie de apoyo amplia y función Hold.



Referencia	MBD 20K-2S05
Fabricante	KERN & SOHN
Categoría	Bebés
Capacidad máxima	15 kg
Lectura	0,01 kg
Alimentación	Pilas
Diseño	Ligero y plano
Función	Hold

Estado regulatorio por modelo

La documentación conservada no acredita aprobación médica para esta variante. Debe confirmarse el uso previsto antes de destinarla a diagnóstico médico.