

BÁSCULAS KERN · FICHA TÉCNICA

Báscula personal con tallímetro

MPE 250K100HM

Báscula profesional con función IMC, tallímetro integrado y plataforma antideslizante.



Referencia	MPE 250K100HM
Fabricante	KERN & SOHN
Categoría	Con columna
Capacidad máxima	250 kg
Lectura	0,1 kg
Tallímetro	89–205 cm
Alimentación	Adaptador de red y función de batería
Interfaz	RS-232 de serie

Estado regulatorio por modelo

Producto sanitario conforme al Reglamento (UE) 2017/745; clase III y evaluación de conformidad opcional.