


FONENDOSCOPIOS LITTMANN · FICHA TÉCNICA

Littmann Classic II Pediátrico

Ref. 2113R · Rojo

Fonendoscopio Littmann pediátrico en acabado rojo.



Referencia	2113R
Marca	Littmann
Modelo	Classic II Pediátrico
Color	Rojo
Rendimiento acústico	Nivel 7-8
Longitud aproximada	71 cm
Peso aproximado	105 g
Garantía	3 años
Membrana	Doble frecuencia
Campana	Doble lado: 3,4 cm y 2,7 cm

Información de producto

Diseñado para pacientes pediátricos. Características según la documentación técnica disponible para esta referencia.