


FONENDOSCOPIOS LITTMANN · FICHA TÉCNICA

Littmann Classic II Neonatal

Ref. 2114R · Rojo

Fonendoscopio Littmann neonatal en acabado rojo.



Referencia	2114R
Marca	Littmann
Modelo	Classic II Neonatal
Color	Rojo
Rendimiento acústico	Nivel 7-8
Longitud aproximada	71 cm
Peso aproximado	95 g
Garantía	3 años
Membrana	Doble frecuencia
Campana	Doble lado: 2,8 cm y 1,7 cm

Información de producto

Diseñado para pacientes neonatales. Características según la documentación técnica disponible para esta referencia.