


FONENDOSCOPIOS LITTMANN · FICHA TÉCNICA

# Littmann Cardiology IV

Ref. 6152 · Negro

Fonendoscopio Littmann diagnóstico en acabado negro.



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Referencia            | 6152                                         |
| Marca                 | Littmann                                     |
| Modelo                | Cardiology IV                                |
| Color                 | Negro                                        |
| Rendimiento acústico  | Nivel 10+                                    |
| Longitud aproximada   | 69 cm                                        |
| Peso aproximado       | 177 g                                        |
| Garantía              | 7 años                                       |
| Membrana              | Doble frecuencia                             |
| Campana               | Doble lado: adulto 4,3 cm; pediátrico 3,4 cm |
| Construcción binaural | Tubo de doble luz                            |

## Información de producto

Referencia histórica del modelo Cardiology IV. La disponibilidad debe confirmarse antes de solicitarla.