

FONENDOSCOPIOS LITTMANN · FICHA TÉCNICA

Estetoscopio digital Littmann CORE

Ref. 8490 · Negro mate

Fonendoscopio Littmann digital en acabado negro mate.



Referencia	8490
Marca	Littmann
Modelo	CORE
Color	Negro mate
Sistema	Littmann Cardiology IV con accesorio digital Eko CORE
Campana	Acero inoxidable, doble cara y membrana de doble frecuencia
Diámetro de campana	Adulto 4,3 cm; pediátrico 3,4 cm
Construcción binaural	Doble lumen
Longitud / peso	69 cm / 232 g
Amplificación	Hasta 40× a 125 Hz, a volumen máximo
Conectividad	Bluetooth con software Eko para iOS y Android
Alimentación	Batería recargable; carga micro-USB de 5 V

Información de producto

Permite modos analógico y digital amplificado. Algunas funciones de Eko pueden requerir suscripción y variar según región.