

LUMINARIAS MÉDICAS MIMSAL · FICHA TÉCNICA

LUPA LED H.F

09340

Lámpara LED con lente circular de aumento para trabajos meticulosos y de gran exactitud.



Referencia	09340
Fabricante	MIMSAL
Categoría	Aumento
Fuente de luz	LED 8 W
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	6.500 K
Lente	5 dioptrías
Diámetro de lente	127 mm
Longitud de brazo	900 mm
Color	Blanco
Peso neto de luminaria	2,40 kg

Configuración y uso

Luz sin sombra, lente biconvexa circular y cubierta protectora articulada. La versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa; existen opciones de montaje como accesorios.