

LUMINARIAS MÉDICAS MIMSAL · FICHA TÉCNICA

# Lámpara de infrarrojos

## LS INFRA

Lámpara de infrarrojos con brazo articulado y estructura metálica, disponible en dos variantes.



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Referencia          | LS INFRA                       |
| Fabricante          | MIMSAL                         |
| Categoría           | Infrarrojos                    |
| Variante 150 W      | Ref. E020412 · IR E-27 150 W   |
| Variante 250 W      | Ref. E02041250 · IR E-27 250 W |
| Casquillo           | E-27 cerámico                  |
| Diámetro de cabezal | 210 mm                         |
| Temporizador        | No                             |
| Longitud de brazo   | 900 mm                         |
| Color del conjunto  | Blanco                         |

### Configuración y uso

Brazo articulado de altura regulable e interruptor situado en el cable de conexión. Versión estándar con soporte de mordaza AH para mesa. Dispositivo no médico.