

LUMINARIAS MÉDICAS MIMSAL · FICHA TÉCNICA

LUXIFLEX LED

LUXIFLEX LED

Luminaria LED de luz fría y formato compacto para reconocimiento y exploración.



Referencia	LUXIFLEX LED
Fabricante	MIMSAL
Categoría	Reconocimiento
Fuente de luz	LED 6 W · 15°
Iluminación a 50 cm	15.000 lux
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	4.000 K
Rendimiento de color	>80 %
Longitud total	85 cm
Color	Blanco

Configuración y uso

Brazo flexible de altura regulable. La versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa; existen opciones de montaje como accesorios.