

LUMINARIAS MÉDICAS MIMSAL · FICHA TÉCNICA

MS LED PLUS

M187001

Luminaria LED con brazo articulado de precisión para cirugía menor y exploración avanzada.



Referencia	M187001
Fabricante	MIMSAL
Categoría	Cirugía menor y exploración avanzada
Fuente de luz	LED 16 W
Iluminación a 50 cm	65.000 lux
Vida útil	>60.000 horas
Temperatura de color	5.500 K
Rendimiento de color	>97 %
Longitud de brazo	900 mm
Color	Blanco
Regulación de intensidad	Sí

Configuración y uso

Brazo articulado de gran precisión. La versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa; existen opciones de montaje como accesorios.