

PODOSCOPIO LED VERDE

Equipo Namrol PD-300 para la visualización de la huella plantar.



IDENTIFICACIÓN

Referencia	PD-300
Fabricante	Namrol
Producto	Podoscopio con iluminación LED verde
EAN	8437023142073

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Iluminación LED de color verde.
- Sistema de reflejo inclinado para la observación de la huella del pie.
- Estructura de PMMA de alta resistencia con metacrilato de 15 mm.
- Concepto de fibra óptica para guiar la luz.
- Carga máxima admisible: 160 kg.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	470 × 470 × 185 mm
Altura	185 mm
Peso	8 kg
Carga máxima	160 kg
Alimentación	100–240 V / 50–60 Hz
Color	Verde