

BÁSCULAS · FICHA TÉCNICA

# OMRON BF511

Ref. BF511 · HBF-511B-E · Azul

Monitor de composición corporal de 8 sensores con medición mediante manos y pies.



|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia            | BF511                                                                         |
| Modelo                | HBF-511B-E                                                                    |
| Marca                 | OMRON                                                                         |
| Tecnología            | 8 sensores, manos y pies                                                      |
| Peso corporal         | 0-150 kg · incrementos de 0,1 kg                                              |
| Indicadores           | Peso, grasa corporal y visceral, IMC, músculo esquelético y metabolismo basal |
| Usuarios              | Hasta 4 perfiles y modo invitado                                              |
| Edad de configuración | 6-80 años                                                                     |
| Dimensiones           | 303 × 327 × 55 mm                                                             |
| Alimentación          | 4 pilas AA                                                                    |

## Aviso importante de uso

No utilizar si se lleva un implante médico electrónico, por ejemplo un marcapasos. Consultar las instrucciones de uso de OMRON antes de realizar mediciones de composición corporal.