

OMRON M2

Tensiómetro automático de brazo para adultos, con tecnología IntelliSense y memoria de 30 mediciones.



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Marca	OMRON
Referencia	HEM-7121-E
Método	Oscilométrico
Manguito incluido	22-32 cm
Memoria	30 mediciones
Indicadores	Latido irregular y ajuste del manguito
Presión del manguito	0-299 mmHg
Pulso	40-180 latidos/min
Precisión	Presión: ± 3 mmHg; pulso: ± 5 %
Alimentación	4 pilas AA; adaptador de red opcional
Dimensiones del monitor	103 × 80 × 129 mm (ancho × alto × fondo)
Peso del monitor	Aprox. 250 g, sin pilas

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Consultar las instrucciones antes del uso. Los resultados deben ser valorados por un profesional sanitario; no utilizar para autodiagnóstico ni modificar el tratamiento por cuenta propia.

Fuente: Manual OMRON IM-HEM-7121-E-EN-01-08/2013, copia conservada por Medaval.
Manual original incorporado como archivo adjunto a este PDF.

[Consultar documento de origen](#)