

OMRON M3 COMFORT AFIB

Tensiómetro automático de brazo con manguito Intelli Wrap y aviso de posible fibrilación auricular (AFib).



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Marca	OMRON
Referencia	HEM-7196-FLE
Método	Oscilométrico
Manguito incluido	Intelli Wrap HEM-FL31, 22-42 cm
Memoria	2 usuarios; hasta 60 lecturas por usuario
Función AFib	Aviso de posible fibrilación auricular
Presión arterial	Sistólica: 60-260; diastólica: 40-215 mmHg
Pulso	40-180 latidos/min
Precisión	Presión: ± 3 mmHg; pulso: ± 5 %
Alimentación	4 pilas AA; adaptador de red opcional
Dimensiones del monitor	165 x 70 x 98 mm (ancho x alto x fondo)
Peso del monitor	Aprox. 350 g, sin pilas

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El aviso AFib no es un diagnóstico. La fibrilación auricular solo puede confirmarla un médico mediante un ECG. Consultar las instrucciones y no cambiar el tratamiento por cuenta propia.

Fuente: Manual oficial OMRON IM1-HEM-7196-FLE-02-11/2024, edición en español.
Manual original incorporado como archivo adjunto a este PDF.

[Consultar documento de origen](#)