

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON TALLÍMETRO

GIMA PEGASO · 27289

Báscula digital de columna con tallímetro telescópico integrado y pantalla LCD retroiluminada.



IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN

Fabricante / modelo	GIMA / PEGASO
Referencia / EAN	27289 / 8023279272895
Capacidad máxima	200 kg
Precisión indicada	100 g
Unidades de peso	kg / lb
Tallímetro	Aluminio anodizado; telescópico; lectura en cm y pulgadas.
Rango / graduación	80 - 210 cm / 0,5 cm
Pantalla	LCD retroiluminada de alto contraste; cifras de 20 mm.

FUNCIONES

Calibración, bloqueo del peso y apagado automático. Visualización de las funciones en pantalla para el seguimiento de la medición.

GIMA 27289 · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN Y AUTONOMÍA

Funcionamiento	Con pilas o mediante conexión a la red eléctrica, según la ficha de origen.
Alimentación de red	110 - 240 V; 50 - 60 Hz
Dato de batería / cargador	6 V - 5 Ah (recogido como «cargador de batería» en la ficha de origen).
Tiempo de carga	4 - 5 horas
Autonomía indicada	36 horas desde carga completa

DIMENSIONES Y PESO

Plataforma	375 × 275 mm
Dimensiones del equipo	535 × 275 × 960 mm
Peso del equipo	12 kg
Dimensiones del paquete	1.000 × 320 × 260 mm

DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Adaptación de la ficha técnica GIMA 27289. Se conservan sus datos y la fotografía del producto, sin añadir prestaciones ni certificaciones. El documento de origen se incluye como archivo adjunto en este PDF.

Consultar las instrucciones del fabricante antes de utilizar el equipo. Esta ficha resume la documentación disponible y no sustituye el manual de uso.

Contacto: info@arsumed.com · Tel. 601 414 920