

TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE KFT-03

Dispositivo portátil para la medición de temperatura con punta flexible. Referencia comercial 43007.



IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Modelo / referencia	KFT-03 / 43007
Denominación	Termómetro digital de punta flexible
Contenido	Termómetro, instrucciones y estuche protector. Incluye pilas.
Color / envase	Azul y blanco / envase individual
Dimensiones	128 × 19 × 10 mm
Peso con pilas	9,6 g
EAN	8430655430075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla	LCD de 3,5 dígitos, 16 × 7,5 mm
Respuesta	40 segundos, según la ficha del proveedor.
Punta	Flexible
Rango de medición	32 °C a 42,9 °C
Precisión	±0,1 °C entre 35,5 °C y 42 °C
Resolución	0,1 °C
Protección	IPX6, según la simbología de la ficha fuente.
Alimentación	DC 1,5 V; pila LR41 o AG3
Funciones	Alarma de fiebre, indicador de batería baja y apagado automático.

KFT-03 · CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura	20 °C a 60 °C, según la ficha del proveedor de junio de 2021. Consultar las instrucciones vigentes del fabricante antes del uso.
Humedad relativa	10 % a 90 %
Presión atmosférica	70 kPa a 106 kPa

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Embalaje	Conservar y transportar en su caja original.
Temperatura	-20 °C a 55 °C
Humedad relativa	15 % a 85 %

INFORMACIÓN DECLARADA EN EL DOCUMENTO FUENTE

La ficha del proveedor, edición 2 de junio de 2021, declara: producto sanitario de clase IIa según el anexo VIII del Reglamento 2017/745; marcado CE en cada envase; fabricación bajo el estándar EN UNE ISO 13485:2016. Estas declaraciones se transcriben de esa edición y no constituyen una comprobación independiente de su vigencia actual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Consultar las instrucciones de uso suministradas con el producto antes de utilizarlo. Esta ficha comercial resume el documento técnico aportado y no sustituye las instrucciones del fabricante. El entorno operativo de 20 a 60 °C se transcribe de la ficha del proveedor de junio de 2021; su vigencia debe contrastarse con las instrucciones actuales del fabricante. No interpretar IPX6 como autorización para sumergir el producto; seguir las instrucciones del fabricante.

FUENTE Y TRAZABILIDAD

Documento técnico	Ficha de Calvo Izquierdo S.L., aportada como 71MfvhaXs0L.pdf.
Código del documento	FT-TERMÓMETROPUNTA FLEXIBLE-20210617
Edición / actualización	Edición 2 / junio de 2021
Fotografía	Imagen del KFT-03; se conserva el documento fuente original.
Adaptación corporativa	10 de septiembre de 2026.