

TERMÓMETRO DIGITAL DE INFRARROJOS KFT-22

Dispositivo portátil para la medición de temperatura en la frente. Referencia comercial 43009.



IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Modelo / referencia	KFT-22 / 43009
Denominación	Termómetro digital de infrarrojos
Contenido	Termómetro e instrucciones. Incluye pilas.
Color / envase	Blanco / envase individual
Dimensiones	123 × 76,5 × 38 mm
Peso sin pilas	70 g
EAN	8430655430099

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla	LCD digital
Respuesta	Rápida; el documento fuente no especifica un tiempo.
Distancia de medición	Inferior a 2,5 cm
Rango de medición	35 °C a 44 °C (95 °F a 111,2 °F)
Precisión	±0,2 °C entre 35 y 42 °C; ±0,3 °C entre 42 y 44 °C.
Memoria	6 registros
Alimentación	2 pilas AAA
Funciones	Indicador de batería baja y apagado automático.

KFT-22 · CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura	5 °C a 36 °C
Humedad relativa	15 % a 85 %
Presión atmosférica	70 kPa a 106 kPa

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Embalaje	Conservar y transportar en su caja original.
Temperatura	-20 °C a 55 °C
Humedad relativa	15 % a 85 %

INFORMACIÓN DECLARADA EN EL DOCUMENTO FUENTE

La ficha del proveedor, edición 2 de junio de 2021, declara: producto sanitario de clase IIa según el anexo VIII del Reglamento 2017/745; marcado CE en cada envase; fabricación bajo el estándar EN UNE ISO 13485:2016. Estas declaraciones se transcriben de esa edición y no constituyen una comprobación independiente de su vigencia actual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Consultar las instrucciones de uso suministradas con el producto antes de utilizarlo. Esta ficha comercial resume el documento técnico aportado y no sustituye las instrucciones del fabricante. Para almacenamiento y transporte, respetar las condiciones indicadas.

FUENTE Y TRAZABILIDAD

Documento técnico	Ficha Técnica KFT-22.pdf, aportada por Alberto.
Código del documento	FT-TERMÓMETRODIGITALIR-20210617
Edición / actualización	Edición 2 / junio de 2021
Fotografía	Imagen actual del KFT-22 confirmada por Alberto; se conserva el documento fuente original.
Adaptación corporativa	10 de septiembre de 2026.