

COLCHÓN ANTIESCARAS DE BURBUJAS DE AIRE SY-200

Kit con bomba de presión alterna

Sistema sobrepuesto con regulador de presión, solapas de fijación y ajuste según el peso del paciente.



IDENTIFICACIÓN

Referencia / kit	RA7573200
Modelo	SY-200
Categoría	Sistema antiescaras de presión alterna
Nivel de riesgo indicado	Bajo
Uso previsto	Prevención de úlceras por presión; uso hospitalario y domiciliario

DESCRIPCIÓN DEL KIT

El dispositivo consta de una bomba con regulador de presión y un colchón sobrepuesto de burbujas de aire. Las solapas ayudan a fijarlo al colchón subyacente y los ganchos permiten colocar la bomba en el extremo de la cama.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Bomba SY-B1

Código	RA7573298
Alimentación	220 V~, 50 Hz (± 10 %)
Caudal	5 litros/min
Presión	40-120 mmHg
Ciclo	12 minutos
Consumo	7 W
Dimensiones	245 x 112 x 80 mm

Colchón MB-200

Código	RA7573302
Tipo	Burbujas de aire
Dimensiones	200 x 88 x 7 cm + borde 90 cm
Burbujas	130
Material	PVC, espesor 0,30 mm
Peso máximo	Hasta 110 kg
Kit reparación	Incluido

FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN

Presión alterna

- La bomba infla y desinfla cíclicamente burbujas alternas para redistribuir los puntos de apoyo.
Ciclo de 12 minutos.
- Presión regulable según el peso del paciente.
- Indicado para prevención y pacientes de bajo riesgo.

Instalación y mantenimiento

- Comprobar periódicamente la estanqueidad y la conexión bomba-colchón.
- Limpiar colchón y bomba con un desinfectante común.
- Desconectar siempre la bomba de la red antes de limpiar.
- Kit de reparación incluido para el colchón.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Bomba	ABS; aprox. 1 kg
Protección	Fusible F1A
Aislamiento	Clase II, doble aislamiento
Ruido	Aprox. 30 dB a 1 metro
Tubo conexión	PVC
Origen	China

Colchón	PVC, color beige
Peso	Aprox. 2 kg
Conexión	Tubos específicos de PVC
Fijación	Solapas sobre colchón base
Embalaje	28 x 17 x 18 cm
Origen	China

INFORMACIÓN NORMATIVA Y TRAZABILIDAD

Clase de dispositivo	Clase I - Reglamento (UE) 2017/745 (MDR)
Marcado CE	Conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR)
UDI-DI	6971066420702
Código EAN	8054890330145
Almacenamiento	Ambiente seco, 10-40 °C y alejado de fuentes de calor directo
Eliminación	Bomba: RAEE; colchón: residuo especial según normativa vigente

USO Y SEGURIDAD

Producto sanitario destinado a profesionales del sector. Antes de utilizarlo, consulte las instrucciones de uso del producto. Desconecte la bomba de la red antes de cualquier operación de limpieza.