

OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI XL 2,5 V

Referencia 3010 · Negro, en estuche
Otoscopio de fibra óptica para exploración del oído.



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Referencia / fabricante	3010 / Riester
Presentación	Otoscopio negro en estuche
Iluminación	Xenón XL de 2,5 V, con fibra óptica
Óptica	Lente desmontable de 2,5 aumentos
Alimentación	2 pilas alcalinas AA de 1,5 V
Cabezal	56 mm de alto x 28 mm de ancho
Mango / portapilas	107,3 mm de alto; diámetro 20 mm
Estuche individual	23 x 8,2 x 4,5 cm

FUNCIONES Y CONSTRUCCIÓN

Fijación del cabezal por rosca y anillo de ajuste de posición. Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio. Permite introducir instrumentos al retirar la lente. Sistema sellado para otoscopia neumática; pera y conector se ofrecen como accesorios.

INFORMACIÓN DE USO

Uso profesional conforme a las instrucciones del fabricante. Funcionamiento: 0 a 40 °C y humedad relativa del 30 al 70 %, sin condensación. Esta ficha no sustituye el manual de instrucciones.

Fuente técnica: Riester, página oficial del otoscopio ri-mini® (consulta: 29/09/2026).
riester.de/products/eent/ri-mini-otoscope