

BÁSCULA DIGITAL DE SUELO

seca clara 803

Báscula digital de suelo con plataforma negra, pantalla LCD y funcionamiento a pilas.



IDENTIFICACIÓN

Referencia	SA 803.132.1009
Fabricante	seca
Modelo	seca clara 803
Tipo	Báscula digital de suelo
Color	Plataforma negra
Capacidad	150 kg
División	100 g
Alimentación	Pilas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD con dígitos de 28 mm para facilitar la lectura.
- Dimensiones: 316 x 37 x 326 mm. Plataforma: 295 x 35 x 305 mm.
- Funciones: auto-HOLD, conmutación kg/lb, Tip-on y desconexión automática.
- Recubrimiento de caucho de dos componentes y cuatro apoyos de caucho.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilice el producto conforme a las instrucciones de uso del fabricante. Las especificaciones indicadas proceden de la hoja de producto seca clara 803 adjunta al artículo en el CRM Local.