


TALLÍMETRO PEDIÁTRICO

Flexible Kinefis · Rango de medición 20-100 cm



IDENTIFICACIÓN

Referencia	PWF
Producto	Tallímetro pediátrico flexible
Marca	Kinefis
Rango de medición	20-100 cm (200-1000 mm)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lectura pensada para realizarse mientras el bebé permanece tumbado sobre la lona.
- Diseño flexible y plegable para facilitar el transporte.
- Asidero de transporte integrado.
- Superficie de fácil limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición	200-1000 mm
Rango expresado	20-100 cm
División	5 mm
Configuración	Plegable, con asidero de transporte